

電動階段昇降式 ヒューマン台車

NIKKE
Group
THANKO



人を乗せて階段昇降

電動で階段を昇り降りできる車イス型の電動昇降車です。乗せられる人の最大積載量は160kg。車椅子の背面についたゴムキャタピラが階段をしっかりとつかみ、安定した昇降を実現。手元の操作ボタンで簡単操作。角度35度までの階段を、約28段/分のスピードで昇り降りすることができます。バッテリー式で、連続使用時間80分。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。



最大積載量

160 kg

最大階段角度

35 度

昇降速度

28 段/分

最大階段角度

80 分

電動階段昇降式ヒューマン台車

型番：HUMANASYL

JAN：4580060599462

¥348,000 (税込)

オプション：交換バッテリー (ELEBATSBK) 64,800円 (税込)

使用時



収納時



台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差でも昇り降りすることを可能にします。使用するときには、ゴムキャタピラ全体が階段に接地するように車椅子を傾けて進みます。

サイズ	収納時：幅 510× 奥行 1050× 高さ 290(mm) 使用時：幅 510× 奥行 1075× 高さ 1050(mm)
重量	約 32kg
最大積載量	160kg
座席サイズ	座板幅：395mm 奥行き：465mm 背もたれ高さ：510mm 座面高：510mm
対応階段角度	30～35度
昇降速度	上昇時：約 28 段 8.6m/分 下降時：約 29 段 9.0m/分

モーター	24V 120W
バッテリー	リチウムイオンバッテリー 24V 13Ah
充電時間	約 6～7 時間
連続使用時間	約 80 分 (80kg の荷物を載せた場合)
充電器	入力：100-240V,50/60Hz 出力：29.4V 2.0A
内容品	本体、鍵 ×2、頭固定ベルト、両口スバナ、六角レンチ、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書
保証期間	12ヶ月

※事故防止のため、階段の昇降の際は、必ず2名で使用し、操作する人以外のもう1人の方は、補助ハンドルバーを持って下から支えるようにしてください。

■お問合せ

東証プライム上場 日本毛織株式会社グループ

サンコー株式会社

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階

TEL 03-3526-4321

email: sales2@thanko.jp

http://www.thanko.co.jp